

SOFTOUCH

Освети свою работу!



- ✉ zakaz@vilanadent.ru
- ☎ 8(812)336-60-16
- ☎ 8(981)779-13-80

📍 Санкт-Петербург ул.Седова 11к2





Лёгкость

Сделан из авиационного алюминия

Свет премиального уровня

Настоящие цвета, яркость до 35 000 люкс

Сенсорная панель регулировки

Короткое касание для включения и регулировки параметров света



Сенсорное управление

Касание 0,3 секунды

Вкл/выкл

Длительное касание

Параметры

Закрепите на воротнике или нагрудном кармане, избегайте встряхивания


Очень мощная батарея

11 часов работы на максимальной яркости

Максимальная безопасность


Высокоуровневая защита от короткого замыкания и обрыва цепи

Конструкция уменьшает вес на переносице, повышая комфорт врача на приёме



CRI 90

Точная цветопередача во время работы



Температура цвета 5000K

Близкая к цветовой температуре солнечного света, может уменьшить усталость глаз при длительной операции



Четкость от края до края и отсутствие мерцания

Потрясающий оптический дизайн и высококачественный источник света делают световое пятно более равномерным и мягким.

Без мерцания предотвращает усталость глаз после длительного использования и ограничивает повреждение глаз



Softouch



Другой свет



Другой свет

Lamp Diameter 18.5 mm	Lamp Length 36.5 mm	Lamp weight 8 g
Lamp weight(including filter) 9.8 g	Brightness 35000 lux	Color Temperature 5000 k
CRI 90	Power 1 W	Battery Type Li-Ion
Battery Capacity 3350 mAh, 3.7 V	Charging Time 4 hours	Battery Life ≥11 hours (with maximum brightness)
Adapter Input 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A	Adapter Output 5 V, 1 A	Power Box Weight 145 g

